

## KUBIVENT Pflegematratze

aus PU-Schaumstoff

### Wirkung

- Die Kombination zweier hochwertiger PU-Schaumstoff-Schichten unterschiedlicher Härtegrade schafft die notwendige Belastbarkeit für den Einsatz dieser Pflegematratze bei schwergewichtigen Patienten

### Besonders geeignet für adipöse Patienten

- mit einem Körpergewicht von bis zu 250 kg
- mit niedrigem bis mittlerem Dekubitus-Risiko
- bei denen die Pflege durch eine indikationsgerechte Matratze unterstützt werden soll

### Komponenten

- 8 cm hoher PU-Schaum (Raumgewicht 50 kg/m<sup>3</sup> Stauchhärte 4,0 kPa) als Liegefläche
- 7, 10 bzw. 12 cm hoher PU-Schaum (Raumgewicht 50 kg/m<sup>3</sup> Stauchhärte 6,0 kPa) als Trägerschicht



#### Ausführung

Schwer entzündbar nach DIN EN 597-1/2

TreviraCS Bezug mit Reißverschluss

mit TreviraCS Bezug mit Reißverschluss, beige		
Höhe	20 cm	18 cm
Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
200 x 90	SM203-50	SM183-50
200 x 100	SM204-50	SM184-50
200 x 120	SM205-50	SM185-50

#### Matratzen-Aufbau

Höhen  
20 | 18 cm

2 Schichten

#### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Höhe	Einsatzbereich
20 cm	0-250 kg
18 cm	0-200 kg



#### Ausführung

Schwer entzündbar nach DIN EN 597-1/2

Trikotbezug hellblau

mit Trikotbezug mit Reißverschluss, hellblau	
Höhe	15 cm
Größe in cm	Bestell-Nr.
200 x 90	SM153-50
200 x 100	SM154-50
200 x 120	SM155-50

#### Matratzen-Aufbau

2 Schichten

#### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Höhe	Einsatzbereich
15 cm	0-160 kg

**Alle XXL-Produkte auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.**